

Einfuhrkontrolle

Einfuhrkontrolle Flüssigkeit

Name, Vorname: *Maier, Fieta*

Geburtsdatum: *06.08.1920*

Blatt-Nr.: *1*



Flüssigkeitszufuhr finden: *2500* ml/24h Flüssigkeitsmenge der Trinkgefäße: Tasse: *150* ml Glas: *200* ml Bech: *250* ml

Datum	Uhrzeit	ml	Getränk/Flüssigkeit	1/+/0	Hdz.	Datum	Uhrzeit	ml	Getränk/Flüssigkeit	1/+/0	Hdz.
01.2.10	8.00	150	Kaffee	+	La						
01.2.10	10.00	200	Saft	I	Go						
01.2.10	12.30	250	Milch	0	Go						
1.2.10	14.30	250	Kaffee mit Milch	+	Sch						
1.2.10	16.00	200	Selster	I	Sch						
1.2.10	18.30	250	Tee	+	Sch						
1.2.10	20.00	200	Selster	I	Sy						
2.2.10	5.00	200	Selster	+	Sy						
2.2.10	7.00	150	Kaffee	+	Go						
2.2.10	9.00	250	Milch	+	Go						
2.2.10	9.45	250	Kakao	I	La						
2.2.10	11.00	200	Selster	+	Sch						

1 = Getränk wurde bereitgestellt + = Das bereitgestellte Getränk wurde getrunken 0 = Lt. Aussage Patient / Bezugsperson wurde die Trinkmenge getrunken

© 2011 BOI DOKUTECH GmbH - Coburg - Hofstr. 28 - 96450 Coburg - Germany - Tel: +49(0)9561 2707-24 - Fax: +49(0)9561 2707-29 - www.boi.de - Best-Nr.: 1206-00390

Einfuhrkontrolle Flüssigkeit

Dokumentieren Sie übersichtlich die bereitgestellte bzw. aufgenommene Flüssigkeitsmenge. Besonders praktisch: Das Fassungsvermögen der Trinkgefäße wird einmalig hinterlegt.

- Lochung: 4-fach
- Beidseitig verwendbar
- VE: 1 Pack à 50 Stück
- MOQ: 1 Pack à 50 Stück

Art.-Nr.	Größe	Gewicht	VE	Größe/VE	Gew./VE	MOQ	EAN-Code
9206-00390	180x297x0,09mm	0,005kg	1 Pck à 50 St	300x180x55mm	0,225kg	1 Pck à 50 St	4052301034471

Sicherheitsinformationen gemäß EU-Verordnung 2023/988: Diese(s) Produkt(e) ist/sind bei bestimmungsgemäßen Gebrauch mit keinem oder geringen Sicherheitsrisiko eingestuft und bedarf/bedürfen keiner weiteren Sicherheits- oder Warnhinweise. (Hersteller/Inverkehrbringer: BOI GmbH, Uferstr.28, 96450 Coburg, Germany, service@boi.de, www.boi.de)